

Настольные низкоскоростные центрифуги вентилируемые 2-5С и 2-6С

- Микропроцессорное управление с ЖК-дисплеем
- Автоматическое определение ротора
- 5 программ быстрого доступа
- Датчик дисбаланса
- Защита от превышения скорости
- Защита от перегрева
- Система шумоподавления
- Камера центрифуги из нержавеющей стали с антикоррозийным покрытием
- Эргономичная конструкция позволяет закрыть крышку центрифуги одним нажатием
- Удобная стойка для хранения роторного ключа



Технические характеристики:

Модель	2-5С	2-6С
Максимальная скорость	5 000 об/мин	6 000 об/мин
Максимальное ускорение	3 013 g	4 338 g
Максимальный объем	6x50 мл	4x100 мл
Охлаждение	нет	нет
Таймер	От 1 сек до 99 мин	От 1 сек до 99 мин 59 сек
Внешние габариты (ДхШхВ)	420×320×265 мм	500×360×330мм
Масса	19 кг	31 кг
Электропитание	220±22В 50Гц 10А	220±22В 50Гц 10А
Мощность	150 Вт	300 Вт
Уровень шума	≤ 62 Дб	≤ 62 Дб

Роторы для настольной низкоскоростной центрифуги 2-5С

Тип ротора	№	Объем	Скорость, об/мин	Ускорение, g
Угловой ротор	1	12×15 мл	5000	2934
	2	6×50 мл	5000	3013
	3	12×20 мл	4000	2250
	4	24×10 мл PCR	4000	2200

Роторы для настольной низкоскоростной центрифуги 2-6С

Тип ротора	№	Объем	Скорость, об/мин	Ускорение, g
Угловой ротор	1	12×15 мл	6000	4226
	2	6×50 мл	6000	4338
Бакет-ротор	3a	4×50 мл	4200	2760
	3b	4×100 мл	4200	2760
	3c	4×4×15 мл	4200	2760
	3d	4× 6×10 мл	4200	2760