

Настольные паровые стерилизаторы высокого давления Серия DGT-B

Настольный стерилизатор включает стерилизационную камеру, лоток для инструментов, резервуара для воды, системы управления и энергоснабжения. Внутренняя камера изготовлена из нержавеющей стали SUS304 или SUS316L.

Используется в медицинских учреждениях, операционных, лабораториях и др. организациях, где требуется стерилизация материалов и инструментов



Ключевые особенности:

- Микропроцессорное управление, ЖК-дисплей, регулируемое время стерилизации.
- В зависимости от типа стерилизуемого изделия можно выбрать соответствующую процедуру стерилизации
- Звуковой сигнал окончания стерилизации, автоматическое отключение
- Дополнительный встроенный принтер или подключение к внешнему принтеру
- Предохранительное блокирующее устройство не позволяет открыть дверцу при наличии давления
- Саморасширяющееся силиконовое уплотнительное кольцо обладает хорошим герметизирующим эффектом и длительным сроком службы.
- Три пульсирующих режима вакуумирования для повышения насыщенности стерилизующего пара.
- Функция внутренней циркуляции: пар не выходит наружу, что делает использование стерилизатора более удобным.
- Предохранительный клапан автоматически сбрасывает избыточное давление для обеспечения безопасности оборудования.
- Функцией сушки позволяет повысить уровень влажности на поверхности изделий в процессе стерилизации
- Внутренняя камера изготовлена из особо прочной утолщенной нержавеющей стали марки 304

Технические характеристики:

Параметры	DGT-18B	DGT-23B
Номинальное напряжение	AC220V±22V,50±1Hz	AC220V±22V,50±1Hz
Входная мощность	≤ 2200VA	≤ 2200VA
Способ отображения	ЖК-дисплей	ЖК-дисплей
Объем	18 л	23 л
Номинальное рабочее давление	0.22MPa	0.22MPa
Рабочая температура стерилизации	115°C ~ 138°C	115°C ~ 138°C
Температура стерилизации	121°C /134°C	121°C /134°C
Объем воды в резервуаре	От 0,5 л до 2,5 л	От 0,5 л до 2,5 л
Уровень шума	<70db	<70db