

Высокоскоростная напольная центрифуга с охлаждением **Модель GDR521C** классическая серия



- Камера центрифуги из нержавеющей стали
- Антикоррозийное покрытие
- Микрокомпьютерное управление с ЖК-дисплеем
- Система шумоподавления
- Удобная стойка для хранения роторного ключа
- Автоматическое определение ротора
- Датчик дисбаланса
- Защита от превышения скорости
- Защита от перегрева

Параметры	GDR521C
Макс. скорость, об / мин	21 000 (с шагом 10)
Макс. ускорение, g	47 580
Макс. объем, мл	3000
Диапазон температуры, °C	от -20 до 40
Таймер	1 сек – 99 мин 59 сек
Уровень шума, дБ	≤ 65
Степени разгона / торможения	10 / 10
Программы	99
Электропитание	220 ± 22 В, 50 Гц
Внешние габариты (Д x Ш x В), мм	815 x 735 x 1060
Масса, кг	260

Роторы Модель GDR521C

Внешний вид	Вместим.	Скорость, об / мин	Макс. ускорение, g	Внешний вид	Вместим.	Скорость, об / мин	Макс. ускорение, g
Горизонтальный ротор							
	4 x 750 мл до 56 пробирок 15 мл на ротор	4 000	3 580	В комплект горизонтального ротора входят адаптеры: 4×7×50 мл 4×14×15 мл			
Угловые роторы							
	6 x 500 мл	9 000	14 400		16 x 10 мл	21 000	47 580
	6 x 300 мл	10 000	18 500		6 x 50 мл	20 000	43 000
	6 x 250 мл	12 000	22 470		8 x 50 мл	15 000	27 720
	4 x 250 мл	14 000	29 440		8 x 100 мл	13 000	19 830

Информацию о дополнительных роторах и адаптерах уточняйте у продавца