

Высокоскоростные настольные центрифуги Модели GT116C / GTR116C

классическая серия



Модель GTR116C

- Камера центрифуги из нержавеющей стали
- Антикоррозийное покрытие
- Уплотнительное кольцо устойчиво к высоким температурам
- Микрокомпьютерное управление с ЖК-дисплеем
- Система шумоподавления
- Удобная стойка для хранения роторного ключа
- Датчик дисбаланса
- Защита от превышения скорости
- Защита от электрических перегрузок
- 5 программ быстрого доступа
- Контроль неисправностей роторов
- Роторы для ПЦР-стрипов
- Ротор для определения гематокрита

Параметры	GT116C	GTR116C
Макс. скорость, об / мин	16 500 (с шагом 10)	
Макс. ускорение, g	21 615	
Макс. объем, мл	60	
Диапазон температуры, °C	-	от -20 до 40
Таймер	1 сек – 99 мин 59 сек	
Уровень шума, дБ	≤ 62	≤ 60
Степени разгона / торможения	10 / 10	
Программы	40	
Электропитание	220 ± 22 В, 50 Гц	
Внешние габариты (Д x Ш x В), мм	270 × 390 × 240	315 × 475 × 310
Масса, кг	21	38

Роторы
Модели GT116C / GTR116C

Внешний вид	Вместимость	Макс. скорость, об / мин	Макс. ускорение, g
Микропробирки			
	24 x 1,5 / 2,0 мл	15 000	21 615
	16 x 1,5 / 2,0 мл	16 500	20 880
	12 x 5,0 мл	16 000	17 344
ПЦР-стрипы			
	8 x 8 x 0,2 мл	14 000	15 032
	4 x 8 x 0,2 мл	15 000	14 866
Гематокритные капилляры			
	24 капилл.	12 000	13 845