

Высокоскоростные настольные центрифуги Модели GT216C / GTR216C классическая серия

- Камера центрифуги из нержавеющей стали
- Уплотнительное кольцо устойчиво к высоким температурам
- Микрокомпьютерное управление с ЖК-дисплеем
- Система шумоподавления
- Удобная стойка для хранения роторного ключа
- Автоматическое определение ротора
- 5 программ быстрого доступа
- Датчик дисбаланса
- Защита от превышения скорости
- Защита от перегрева
- Ротор для ПЦР-стрипов



Параметры	GT216C	GTR216C
Макс. скорость, об / мин	16 500 (с шагом 10)	
Макс. ускорение, g	26 145	
Макс. объем, мл	300	
Диапазон температуры, °C	-	от -20 до 40
Таймер	1 сек – 99 мин 59 сек	
Уровень шума, дБ	≤ 62	≤ 60
Степени разгона / торможения	10 / 10	
Программы	99	
Электропитание	220 ± 22 В, 50 Гц	
Внешние габариты (Д x Ш x В), мм	360 × 490 × 330	610×560×370
Масса, кг	37	73

Роторы Модели GT216C / GTR216C

Внешний вид	Вместим.	Скорость, об / мин	Макс. ускорение, g	Внешний вид	Вместим.	Скорость, об / мин	Макс. ускорение, g
	48 x 1,5 / 2,0 мл	13 000	18 327		12 x 5 мл	16 000	17 344
	24 x 1,5 / 2,0 мл	16 500	26 145		12 x 10 мл	13 000	15 228
	32 x 1,5 / 2,0 мл	14 000	19 940		6 x 30 мл	13 500	17 482
	Стрипы 8 x 8 x 0,2 мл	14 000	15 032		6 x 50 мл	12 000	14 610

Информацию о дополнительных роторах уточняйте у продавца