

Шейкер-инкубатор 190 л с контролем CO₂, магнитный привод, штабелируемый Модель IS-ACMW



- Водонепроницаемая камера из полированной нержавеющей стали
- Режимы нагрева и охлаждения
- УФ-дезинфекция
- Протоколирование данных
- Удаленный мониторинг (опция)
- Широкий выбор принадлежностей
- Штабелируемая конструкция до 3 единиц

| Модель | IS-ACMW |
|---|---|
| Размеры платформы | 550 x 470 мм |
| Максимальная вместимость | Зажимы для колб: 50 мл x 72 / 100 мл x 30 / 150 мл x 30 / 200 мл x 30 / 200 мл x 30 / 500 мл x 16 / 1000 мл x 12 / 2000 мл x 6 / 3000 мл x 12 / 5000 мл (Thomson) x 4 Липкий коврик: 50 мл x 80 / 100 мл x 56 / 150 мл x 42 / 200 мл x 30 / 250 мл x 30 / 500 мл x 20 / 1000 мл x 12 / 2000 мл x 8 / 5000 мл (Thomson) x 4 |
| Объем | 190 л |
| Максимальная нагрузка | 10 кг |
| Температурный диапазон | от 18°C ниже комнатной температуры до 60°C (минимум 4°C) |
| Точность установки температуры | 0,1°C |
| Гомогенность температуры | ± 0.3°C (при 37°C) |
| Скорость | 0 (Стоп), 30 ~ 300 об / мин |
| Точность установки скорости | 1 об / мин |
| Диаметр орбиты | 26 мм |
| Датчик CO ₂ | ИК-датчик |
| Диапазон регулирования CO ₂ | 0-20 % |
| Точность установки CO ₂ | 0.1 % |
| Метод увлажнения | Естественное (до 95%) / активное увлажнение (опция) |
| Количество задаваемых сегментов в программе инкубации | 12 |
| Освещение | Светодиодные лампы на левой и правой стенках камеры |
| Дезинфекция | УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ лампы на левой и правой стенках камеры |
| Тип открывания двери | Под левую руку |
| Дисплей | 10-дюймовый цветной сенсорный экран с высоким разрешением |
| Таймер | 0 - 999 часов 59 минут |
| Мощность | ≤ 730 Вт |
| Источник питания | 220В ± 22В, 50 Гц / 60 Гц |
| Масса | 170 кг |
| Внутренняя рабочая высота | 305 мм |
| Габариты | 970 x 780 (высота 530 + 80 ножки) мм |