

## НАСТОЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ СЕРИЯ ЕС



Большинство лабораторий с ограниченным пространством и стандартными требованиями к стерилизации выбирают настольные автоклавы. Изготовленные из качественных материалов, настольные автоклавы серии **ЕС** (класс В) нечувствительны к частым открытиям двери, а их цилиндрические камеры обеспечивают высококачественную стерилизацию. Сушка материалов производится автоматически при помощи вакуумирования и высоких температур. Настольные стерилизаторы **Zealway** удовлетворяют потребности лаборатории благодаря небольшому размеру, гибкости и широким возможностям.

Объем стерилизационной камеры, л	14	18	23
Модель	ЕС14GP	ЕС18GP	ЕС23GP
Размер камеры (Ø x высота), мм	230 x 358	246 x 397	246 x 483
Габариты (Д x Ш x В), мм	738 x 534 x 416		
Температура стерилизации, °С	115 - 135		
Время стерилизации, мин	1 - 999		
Автоматическая сушка (температура, вакуум)	Наличие		
Температура сушки, °С	80 - 180		
Время сушки, мин	1 - 300		
Время подогрева, мин	1 - 9999		
Автоматическая подача воды	Наличие		
Источник пара	Парогенератор		
Способ охлаждения	Вентилятор		
Дисплей	Сенсорный		
Уровни доступа пользователя	5		
Сохранение программ	Наличие		
Материал стерилизац. камеры	SUS 304 (316L опционально)		
Подключение USB	Наличие		
Режимы стерилизации	Жидкости, Жидкости с подогревом, Твердые вещества, Полый инструмент, Ткань, Резина, Отходы, Плавление агара, Быстрый, Пользовательский, ВД-тест		
Контроль безопасности	Мониторинг процесса в режиме реального времени Контроль уровня воды в парогенераторе Защита от избыточного давления Автоматическая диагностика неисправностей Защита от перегрузок и короткого замыкания		