

ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ СЕРИЯ GR

Серия вертикальных автоклавов серии **GR** представляют собой оптимальное сочетание цены и качества. Разработанные для лабораторий, вертикальные автоклавы серии **GR** оснащены большой стерилизационной камерой, функциями автоматической подачи воды и сушки, удовлетворяя самые высокие требования к стерилизации. Простая и понятная панель управления с иерархическим доступом и предоставляет возможность сохранения пользовательских программ. Доступны режимы плавления агара и стерилизации медицинских отходов. Регулируемая температура открытия крышки позволяет предотвратить ожоги, особенно при стерилизации жидких материалов.



Объем стерилизационной камеры, л	60			85			110		
	GR60DR	GR60DF	GR60DA	GR85DR	GR85DF	GR85DA	GR110DR	GR110DF	GR110DA
Размер камеры (Ø x высота), мм	390 x 505			390 x 700			390 x 895		
Корзина из нержавеющей стали SUS 304, (Ø x высота), мм	370 x 190, 2 шт.			370 x 280, 2 шт.			370 x 250, 3 шт.		
Габариты (Д x Ш x В), мм	644 x 831 x 980	644 x 660 x 980	644 x 831 x 980	644 x 831 x 980	644 x 660 x 980	644 x 831 x 980	644 x 831 x 1180	644 x 660 x 980	644 x 660 x 980
Температура стерилизации, °C	105 - 138								
Время стерилизации, мин	1 - 6000								
Подогрев жидкостей	Наличие								
Температура подогрева, °C	45 - 79								
Время подогрева, мин	1 - 9999								
Автоматическая подача воды	Наличие	-	Наличие	-	Наличие	-	Наличие	-	-
Подключение к канализации	Наличие	-	Наличие	-	Наличие	-	Наличие	-	-
Автоматическая сушка	Наличие	-	Наличие	-	Наличие	-	Наличие	-	-
Температура сушки, °C	80 - 160	-	80 - 160	-	80 - 160	-	80 - 160	-	-
Время сушки, мин	1 - 300	-	1 - 300	-	1 - 300	-	1 - 300	-	-
Способ охлаждения	Вентилятор								
Дисплей	Светодиодный. Опционально: ЖК / сенсорный								
Уровни доступа пользователя	3 (5 опционально)								
Количество сохраняемых программ	20 (60 опционально)								
Отложенный запуск	Наличие								
Умная очистка	Опция								
Выпуск пара	6 режимов								
Конденсатор	Опция								
Материал стерилизац. камеры	SUS 304 (316L опционально)								
HEPA-фильтр	Опция								
PTFE-фильтр	Опция								
Валидация IQ/OQ/PQ	Опция								
Настраиваемая температура слива	Опция								
Режимы стерилизации	Жидкости, Жидкости с подогревом, Твердые вещества, Обернутые инструменты, Ткань, Резина, Отходы, Плавление агара, Быстрый, Пользовательский								
Темп-ра открытия крышки, °C	40 - 99								
Контроль безопасности	Мониторинг процесса в режиме реального времени Защита от сухого нагрева Защита от избыточного давления Автоматическая диагностика неисправностей Защита от перегрузок и короткого замыкания								