

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ПАРОВЫЕ СТЕРИЛИЗАТОРЫ СЕРИЯ GWA



Компания **ZEALWAY** занимает лидирующие позиции на рынке стерилизационного оборудования. Благодаря своим размерам и конструкции горизонтальные автоклавы серии **GWA** вместимее других типов автоклавов. В дополнение к различным функциям горизонтальные автоклавы оборудованы водяным охлаждением и вакуумной сушкой. Могут применяться в фармацевтической промышленности для испытания упаковки. Многочисленные системы контроля безопасности обеспечивают высококачественную, эффективную и безопасную стерилизацию.

Объем стерилизационной камеры, л	180	280	350
Модель	GWA180SQ	GWA280SQ	GWA350SQ
Размер камеры (Ø x высота), мм	500 x 1150	600 x 1175	600 x 1240
Корзина из нержавеющей стали с колесами	2 шт.		2 шт. Тележка (опция)
Габариты (Д x Ш x В), мм	796 x 1485 x 1612		1056 x 1451 x 1734
Температура стерилизации, °C	115 - 135		
Время стерилизации, мин	1 - 6000		
Подогрев жидкостей	Наличие		
Температура подогрева, °C	45 - 79		
Время подогрева, мин	1 - 9999		
Автоматическая подача воды	Наличие		
Подключение к канализации	Наличие		
Автоматическая сушка при помощи вакуума	Наличие		
Время сушки, мин	1 - 300		
Источник пара	Парогенератор		
Способ охлаждения	Водное		
Дисплей	Сенсорный		
Уровни доступа пользователя	5		
Сохранение программ	Наличие		
Выпуск пара	6 режимов		
Конденсатор	Опция		
Материал стерилизац. камеры	SUS 304 (316L опционально)		
Настраиваемая температура слива	Опция		
Противодавление	Опция		
Подключение USB	Наличие		
Режимы стерилизации	Жидкости, Жидкости с подогревом, Твердые вещества, Полый инструмент, Ткань, Резина, Отходы, плавление агара, Быстрый, Пользовательский, Тест предохранительного клапана, BD-тест		
Темп-ра открытия крышки, °C	40 - 99		
Контроль безопасности	Мониторинг процесса в режиме реального времени Контроль уровня воды в парогенераторе Кнопка аварийной остановки Защита от избыточного давления Автоматическая диагностика неисправностей Защита от перегрузок и короткого замыкания		