

Настольные шейкеры-инкубаторы



Универсальные настольные шейкер-инкубаторы **Crystal** предназначены для создания оптимальных условий для культивирования в колбах, штативах с пробирками и микропланшетах

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

IS-RDAW

- Широкий температурный диапазон (от 5 до 80°C)
- Выдвижная платформа
- Широкий выбор принадлежностей
- Удобно помещается под столешницу

IS-RDD3W и IS-RSD3W

- Простой в использовании пользовательский интерфейс с ЖК-дисплеем
- Высокоэффективная система охлаждения (модель IS-RDD3W)
- Прозрачное изогнутое окно из закаленного стекла позволяет наблюдать за образцами без нарушения температурного режима в камере
- Бесшумная работа
- Звуковые и визуальные сигналы тревоги активируются при отклонении параметров от заданных
- Режим программирования позволяет пользователям устанавливать до 6 этапов инкубации с различными скоростью и температурой

ШИРОКИЙ ВЫБОР ДЕРЖАТЕЛЕЙ



для колб



Липкий коврик




для биореакторов



для пробирок




для пробирок
(модифицируемый угол наклона)



Для пробирок
(пружинный зажим)



для микропланшетов (одиночных или в стопке)

Модель	IS-RDAW	IS-RDD3W	IS-RSD3W
Внешний вид			
Краткое описание	Настольная модель с охлаждением, выдвижная платформа	Настольная модель с охлаждением, откидная крышка	Настольная модель без охлаждения, откидная крышка
Вместимость колб объемом 1 л (зажимы / липкий коврик), шт.	2 / 5	8 / 9	8 / 9
Размер платформы, мм	350 - 300	450 - 400	450 - 400
Скорость, об / мин	30 - 300	30 - 400	30 - 400
Диаметр орбиты, мм	26	26	26
Температурный диапазон, °C	5 - 80	от комн. темп -15 до 60	от комн. темп +5 до 60
Гомогенность тем-ры, °C	± 0,5	± 0,5	± 0,5
Тип дисплея	Светодиодный	ЖК	ЖК
Количество задаваемых этапов в программе инкубации	-	6	6
Диаметр орбиты, мм	26	26	26
Направление открытия двери	Под правую руку	Вверх	Вверх
Высота рабочей камеры, мм	270	301	301
Масса, кг	50	110	100
Габариты (Ш x Г x В), мм	440 x 535 x 550	700 x 650 x 620	700 x 650 x 620