

Серия	IS-AX	IS-AM	IS-4		IS-18	IS-6		IS-6M		IS-5	
Внешний вид	Изображение IS-AX	Изображение IS-AM	Изображение IS-4		Изображение IS-18	Изображение IS-6		Изображение IS-6M		Изображение IS-5	
Модель	IS-AXW	IS-AMW	IS-4W	IS-4TW	IS-18W	IS-6W	IS-6TW	IS-6MW	IS-6MTW	IS-5W	
Объем, л	190		250		302	401		401		450	
Вместимость колб с использованием зажимов, объем × шт.	50 мл × 72 /100 мл × 30/ 150 мл × 30/200 мл × 30/ 250 мл × 30/500 мл × 16/ 1000 мл × 12 /2000 мл 6/ 5000 мл (Thomson) × 4		50 мл × 104 /100 мл × 45/ 150 мл × 450/200 мл × 45/ 250 мл × 40/500 мл × 25/ 1000 мл × 15 /2000 мл 12/ 3000 мл × 12/ 5000 мл (Thomson) × 6		50 мл × 1345 /100 мл × 60/ 150 мл × 60/200 мл × 60/ 250 мл × 60/500 мл × 32/ 1000 мл × 22 /2000 мл × 15	50 мл × 135 /100 мл × 60/ 150 мл × 60/200 мл × 60/ 250 мл × 60/500 мл × 38/ 1000 мл × 24 /2000 мл × 15/ 3000 мл × 12		50 мл × 135 /100 мл × 60/ 150 мл × 60/200 мл × 60/ 250 мл × 60/500 мл × 29/ 1000 мл × 22 /2000 мл 15/ 3000 мл × 12/ 5000 мл (Thomson) × 8		50 мл × 135 /100 мл × 60/ 150 мл × 60/200 мл × 60/ 250 мл × 60/500 мл × 38/ 1000 мл × 24 / 2000 мл 15/ 3000 мл × 12/5000 мл × 6	
Вместимость колб объемом 1 л (зажимы / липкий коврик), шт.	12 / 12		15 / 15		22 / 28	24 / 28		22 / 28		24 / 28	
Максимальная загрузка, кг	10		20								
Размер платформы, мм	550 x 470		770 x 470		900 x 560	900 x 560		900 x 560		900 x 560	
Привод двигателя	Ременной	Магнитный	Ременной					Магнитный		Ременной	
Скорость, об / мин	30 - 300							30 – 350		30 – 300	
Температурный диапазон, °C	от комн. темп -18 до 60				от комн. темп -20 до 60		от комн. темп -18 до 60				
Гомогенность температуры, °C	± 0,3		± 0,3		± 0,2		± 0,5		± 0,4	± 0,4	± 0,5
Мин. рабочая температура, °C											
Тип дисплея	Сенсорный										
Размер диагонали сенсорного дисплея, дюйм	7		10								
Период отображения данных, дней	7										
Период хранения данных, дней	912										

Защита данных	Пароль								
Количество задаваемых этапов в программе инкубации	12								
Диаметр орбиты, мм									
Дезинфекция	Ультрафиолетовые лампы на левой и правой стенках камеры								
Направление открытия двери	Под левую руку	Вниз	Вверх	Вниз	Вниз	Вверх	Вниз	Вверх	Вниз
Штабелирование, шт.									2
Высота третьей платформы в штабеле	1315	1345	1345	1350	1496	1496	1491	1491	1256
Высота рабочей камеры, мм	305	305		308	335		335		430
Масса, кг	170	255	265	200	315	325	265	275	325
Габариты (Ш x Г x В), мм	970 x 780 x 610	1240 x 785 x 615	1240 x 785 x 660	1355 x 885 x 615	1400 x 886 x 680	1400 x 886 x 728	1400 x 886 x 680		1400 x 886 x 780